



VoxMed

TRANSCRICAO MEDICA INTELIGENTE

Oratta

Manual de Uso

Da fala para a ata: guia rapido para gravar, transcrever, resumir e organizar suas reunioes com a Oratta.

O que a Oratta faz

A Oratta captura audio, envia para transcricao com identificacao de falantes e permite gerar resumos com prompts personalizados. Ela foi pensada para transformar reunioes em atas, decisoes e proximos passos claros.

Transcricao

Grave pelo microfone, por uma aba do navegador ou por ambas as fontes quando o navegador permitir.

Identificacao de falantes

Informe a quantidade de participantes ou deixe em modo automatico para organizar as falas por pessoa.

Resumo com IA

Use prompts prontos ou crie instrucoes especificas para gerar atas, tarefas, insights ou documentos clinicos.

Historico

As transcricoes ficam salvas no navegador para consulta, reaproveitamento e exportacao posterior.

Importante: revise sempre o conteudo antes de copiar para documentos oficiais. A IA auxilia a documentacao, mas nao substitui a conferencia profissional.

Antes de comecar

Item	Recomendacao
Navegador	Use Chrome, Edge, Firefox ou Safari atualizado. Para melhor compatibilidade, prefira Chrome ou Edge no computador.
Permissao	Autorize o uso do microfone quando o navegador solicitar.
Conexao	Mantenha internet estavel durante o envio e processamento do audio.
Ambiente	Reduza ruidos e aproxime o microfone do profissional para melhorar a qualidade da transcricao.

Como fazer uma transcricao

Siga estes passos na aba **Transcricao**.

1 Escolha a fonte de audio

Selecione **Microfone**, **Aba / Sistema** ou **Ambos**. No celular, em muitos navegadores, apenas o microfone fica disponivel.

2 Informe os participantes

Use **Auto** se nao souber a quantidade exata. Quando souber, selecione 2, 3, 4, 5 ou 6+ para ajudar a separacao das falas.

3 Escolha o tipo de resumo

No campo **Resumo com**, selecione o prompt que melhor combina com o registro: resumo executivo, ata, tarefas ou analise.

4 Inicie a gravacao

Clique em **Iniciar Gravacao**. O cronometro e a onda de audio indicam que a captura esta ativa.

5 Finalize e transcreva

Clique em **Parar e Transcrever**. A reuniao entra no **Historico** como processamento em segundo plano, liberando a tela para iniciar outra gravacao.

6 Revise o resultado

Confira o resumo, leia as falas, renomeie participantes quando necessario e ajuste o conteudo antes de compartilhar ou arquivar.

Se capturar audio de uma aba do navegador, marque a opcao **Compartilhar audio da aba** no seletor do navegador.

RESULTADO

O que fazer depois da transcriçao

Quando o processamento termina, a Oratta mostra resumo, metadados, identificacao de falantes e a lista de falas.

Acao	Quando usar
Compartilhar	Abre o compartilhamento do dispositivo quando disponivel. Em navegadores sem suporte, o texto pode ser copiado.
Copiar	Copia a transcriçao para colar em prontuario, editor de texto, e-mail ou sistema interno.
Baixar .txt	Gera um arquivo de texto com a transcriçao e o resumo.
Salvar	Salva o conteudo no servidor quando essa opcao estiver habilitada no ambiente.
Limpar	Remove o resultado atual da tela para iniciar uma nova transcriçao.

Renomear falantes

Legenda de falantes

Cada pessoa detectada aparece como **Pessoa A**, **Pessoa B** ou semelhante.

Editar nome

Clique no icone de edicao ao lado do nome, digite o nome correto e pressione Enter ou clique fora do campo.

Para uso clinico, prefira nomes ou papeis claros, como "Medico", "Paciente", "Acompanhante" ou "Enfermagem", quando isso fizer sentido para o registro.

Biblioteca de prompts

A biblioteca controla como a IA deve resumir ou estruturar o conteudo. Use prompts padrao ou crie modelos para rotinas clinicas especificas.

1 Abrir biblioteca

Clique em **Biblioteca de Prompts** no menu superior.

2 Criar prompt

Clique em **Novo Prompt**, informe nome, descricao curta e as instrucoes que a IA deve seguir.

3 Usar prompt

Escolha **Usar** no card do prompt desejado. Ele passa a ser o modelo ativo para os proximos resumos.

4 Regenerar resumo

Na tela de resultado, selecione outro prompt e clique em **Regenerar** para criar uma nova versao do resumo.

Historico

Consultar registros

Acesse **Historico** para acompanhar transcricoes em processamento e visualizar registros concluidos automaticamente no navegador.

Reabrir ou limpar

Ao encerrar uma gravacao, ela entra imediatamente no historico como "Processando". O botao de gravar fica livre para iniciar outras reunioes, e a Oratta acompanha varias transcricoes ao mesmo tempo. Se a pagina for atualizada, os trabalhos que ja receberam um ID continuam sendo acompanhados automaticamente ate a conclusao. Use as acoes de cada card para revisar conteudos anteriores ou limpar historico quando necessario.

Checklist de uso seguro

Use este checklist antes, durante e depois das gravações.

- Confirme se há consentimento para gravar quando aplicável.
- Use ambiente silencioso e microfone próximo.
- Evite falar ao mesmo tempo que outros participantes.
- Revise nomes, termos técnicos, medicamentos e datas.
- Não cole conteúdo sem revisão em documentos oficiais.
- Use prompts específicos para o tipo de documento desejado.
- Em celular, mantenha a tela ativa e bateria suficiente.
- Limpe resultados sensíveis quando não precisar mais deles na tela.

Soluções rápidas

Problema	O que fazer
Microfone negado	Clique no cadeado da barra de endereço e permita acesso ao microfone. Depois recarregue a página.
Áudio da aba não aparece	Reinicie a gravação e marque Compartilhar áudio da aba no seletor do navegador.
Transcrição demorando	Aguarde o processamento, verifique a conexão e evite gravações muito longas quando possível.
Resumo não gerou	Verifique se a chave de resumo está configurada no ambiente e tente Regenerar .
Resultado impreciso	Revise o texto, corrija termos clínicos e considere gravar em ambiente com menos ruído.

A Oratta apoia a documentação. A responsabilidade pela revisão e uso final do conteúdo permanece com o profissional ou equipe responsável.